

La mesa de cirugía completa, movil y de multiuso

Mesa de cirugía motorizado es una solución total para los hospitales y centros quirúrgicos.



- » Cuatro funciones activados por control remoto
- » Atravesar la plataforma de paciente
- » Cobertura completa del Arco en C
- » Superior acceso para cirugía
- » Inclinación lateral
- » Excelente estabilidad
- » Limite de peso – 550 libras (250 kg)



Acceso de Arco en C

- » Porque la mesa se atraviesa permite acceso completo del Arco en C

Transporte y Recuperación

- » Lados de cama equipada para la comodidad y seguridad del paciente
- » Mecanismo único de dirección retráctil contratado por la máxima maniobrabilidad



Oftalmología

- » Plataforma de paciente recorrido de la cabeza para el acceso
- » Equipada sección de cabeza oftálmica



Sección de la cabeza extraíble



Presione el botón giratorio carriles laterales



Presione el botón para la liberación de la sección de pierna



Extraíble sección de pierna ultra ligero



K8 colchón de presión asistencial

DRE Anetic-P

Mesa de Cirugía Movil (Motorizado)

Equipo para la manera en que usted opera

Características de Ginecología

- » Plataforma de paciente recorrido a los pies para acceso
- » Sección de cabeza eliminado para el acceso de anestesia
- » Sección de la pierna ligero eliminado para el acceso
- » Equipada con soporte de piernas de poder opcional



Características de Artroscopia de Hombro

- » Plataforma de paciente recorrido a los pies para acceso
- » Opcional equipada artroscopia respaldo



±Inclinación Lateral



Carro de Accesorios Opcional

- » Solución completa de almacenamiento para accesorios Anetic-P y otros artículos cirugía

Especificaciones Técnicas – Sistema Motorizado

Altura (mínimo)	23.8" (605 mm)
Altura (máximo)	39.5" (1,005 mm)
Longitud	82.7" (2,100 mm)
Ancho de carril lateral	25.8" (655 mm)
Ancho de cotside	30.3" (770 mm)
Ancho de frenos (pagado)	33" (835 mm)
Longitud de colchón	80.3" (2,040 mm)
Ancho de colchón	23.6" (600 mm)
Profundidad de colchón	3" (75 mm)
Longitud de base	47" (1,190 mm)
Trendelenburg	20°
Trendelenburg Reverso	12°
Inclinación Lateral	+12°/-12°
Articulación de respaldo	0 - 65°
Articulación de sección de cabeza	+30°/-30°
Atravesar de cabeza	9" (230 mm)
Atravesar de pie	9" (230 mm)
Acceso de arco en C	100%
Capacidad de peso máximo	550 lbs (250 kg)
Peso de la cama	352 lbs (160 kg)
Peso de sección de pierna	13.2 lbs (6 kg)

Características de la Cama

- » Funciones motorizados
- » Inclinación Lateral
- » Atravesar de cabeza
- » Atravesar de pie
- » K8 colchón de presión asistencial
- » Extraíble sección de pierna ultra ligero
- » Extraíble y giratorio carriles laterales
- » Presione el botón de liberación y controles de bloqueo
- » Mecanismo de Quinta Rueda de Dirección
- » Sistema Avanzado de Frenos
- » Tamaño E Cilindro de Oxígeno Canal (De Carga Lateral)
- » Poste de Transfusión con Posición de Montaje
- » Ruedas de 150 mm

Características Opcionales

- » Poste de Transfusión de Recambio
- » Colchón Esculpido para Soporte de Cabeza
- » Soporte de Cabeza Oftálmica
- » Respaldo Artroscopia de Hombro Desmontable
- » Funda Acolchadas - Gris
- » Funda Acolchadas - Impresión para Niños
- » Sección de pierna de articulación desprendible
- » Sección de pierna desmontable con laterales de longitud completa
- » Pulse de colchón completa
- » Carro de Accesorios
- » Carro de Accesorios Canal de Recambio
- » Control de Mano de Recambio
- » Cable de Cargar de Recambio
- » Soporte de CD Cilindro de Lado