

El monitor ligero y portátil de DRE mide Temp, NIBP, ECG y SpO₂

A menos de 1.3 Kg. (2.87 lbs), el DRE Axis 4 provee monitoreo de signos vitales portátil y preciso. Tiene pantalla monográfica LCD fácil de leer la cual muestra formas de onda para derivaciones de ECG I, II, y III. El Axis 4 también demuestra datos de SpO₂, ritmo cardiaco, SYS, DIA, Temp., tiempo, estado de batería, estado de alarma, contraste, estado de beep y alarma, y tendencias.



► Un vistazo rápido

- Monitoreo portátil: Provee hasta 3 horas de operación de batería (hasta 5 horas de operación de batería para uso de solo ECG)
- Diseñado para el escritorio, poste de IV, y uso de mano
- Modo demo para entrenamiento de personal
- Monitoreo de adultos, pediátrico y pacientes neonatales
- Incluye muestra de tendencias tabulares

