

DRE Maxx Luxx II

Lampara para Cirugia

Equipo para la manera en que usted opera



Luz que es tan luminosa como usted la necesite

La DRE Maxx Luxx II provee 4 puestos de luminosidad, los cuales permiten a usted ajustar su produccion de luz fresca y corregida para el color, y, por lo tanto, satisfacer sus necesidades. La DRE Maxx Luxx II tambien incluye unas estampadas ajustables, un solo boton que reduce la intensidad de la luz, la apaga y la enciende, un brazo de suspension extensivo, suave y flexible para cobertura maxima, una bombilla en reserva que automaticamente se incendie si la otra se agota, y un excelente control de sombras.

Maxx Luxx camera de video destaca un "zoom" optico de 27 veces y un "zoom" digital de 10 veces que se pueden enfocar o automaticamente o manualmente. Usted tiene la opcion de quedar con una camera de video o de utilizar un control que acepta data de hasta 8 cameras distintas.



Vistazo Rapido

- Cuatro puestos electronicos para la reduccion de la luz. La redujen desde 100%, a 85%, 70% y 50%.
- Una bombilla en reserve se incendie automaticamente si la otra se agota.
- Disponible en sencillo, dual o triple, cada montada en el techo.
- Contactos de rotacion en cada eje clave

