

DRE Om2100

Microscopio Quirurgico

Equipo para la manera en que usted opera

El automatico DRE Om2100 es perfecto para cirugia de cataratas y para examenes despues de operar

- Ideal para los procedimientos de precision
- Utilizado por optamologos y cirujanos en entornos exigentes
- Compacto, facil de posicionar
- Ofrece "zum" y foco motorizado
- Viene estander con fuente de iluminacion nuevo, cable fibroptico, fuente de poder y la base portatil de cuatro ruedas



► Vistazo Rapido

- Foco , "zum", y pedal de pie motorizado
- Un lente intercambiable y objetivo de 65mm
- Iluminacion fibra optica y nueva, incluso el cable fibra optico
- Componentes compatibles con Zeiss que se puede modernizer
- Prismaticos inclinados
- Fuente de iluminacion Mark II
- Bandeja de iluminacion Mark II
- Equipo de observacion
- Un partidor de raya

Incluye pedal de pie que permite utilizar el foco y "zum" sin manos