

 **Certified Refurbished**

Los Procedimientos Profesionales que Sigue DRE para Reacondicionar sus Mesas Quirurgicas

Nuestros ingenieros biomedicos han sido entrenados para reacondicionar mesas fabricadas por Amsco, Skytron, Champagne y muchos mas. Dentro de este folleto le explicamos los detalles sobre nuestros procedimientos basicos, los que utilizamos en el proceso de reacondicionar mesas quirurgicas. Cada paso hace falta para asegurar que su mesa funcione tan bien como su fabricante le prometiera. Tambien, nuestros pasos aseguran que nuestras mesas reacondicionadas tengan la pinta de ser nuevas.



Proceso profesional para reacondicionar de DRE



Procedimientos Mecánicos

Nuestro proceso va mas alla que la apariencia de la mesa. Nosotros reacondicionamos cada mesa de adentro hacia fuera para asegurar que su funcionamiento es como si viniera directamente de la fabrica. Los procedimientos de reacondicionar incluyen:

- Desengrasar la grasa de todos los mecanismos internos que mueven y, despues, ponerles lubricante nuevo.
- Reemplazar o llenar todos los fluidos mecanicos.
- Inspeccionar y restaurar o reemplazar todos los precintos, valvulas, cilindros de levantar, y aros "O".
- Reemplazar la goma en los pies y ruedas de la mesa si es necesario.
- Reemplazar cualquier rueda estropeada con ruedas nuevas y generalmente asegurar que todas las ruedas funcionan bien.
- Inspeccionar el alineamiento y gastamiento de los engranajes, y reemplazar los que son desgastados.
- Desinfectar y esterilizar todos los elementos de la mesa





Procedimientos Cosméticos

Las mesas reacondicionadas de DRE son restauradas casi al estado de ellas en la sala de exhibición antes de venderlas. Nuestro proceso de restauración es para toda la mesa, desde arriba hacia abajo, y incluye:

- La instalación de nuevas almohadillas que reemplazan a las que están dañadas.
- La restauración de la base y el pedestal de la mesa a una apariencia "como nueva."
- Lijar, imprimir y pintar todas las superficies pintadas, incluyendo el marco superior y el marco "H".
- Pulir y/o reemplazar todos los equipamientos cromados y de acero inoxidable.
- Reemplazar las calcomanías que faltan o que han sido dañadas con nuevas.
- Realizar la prueba de articulación





Pruebas Rigurosas

Antes de que una mesa salga de nuestra instalacion de biomedical, tiene que pasar por un proceso riguroso de pruebas. Aseguramos que cada mesa funciona tan cerca a las especificaciones del fabricante que sea posible. Nuestro proceso de pruebas incluye:

- Pruebas completas de todas las partes electronicas y el sistema de circuitos.
- Hacer pruebas de "dejar caer" y pruebas de ejecucion



Ademas de los procedimientos explicados aqui, nuestros ingenieros biomedicos hacen tareas de reacondionamiento que son especificas a cada marca de mesa. Nuestros biomedicos tienen entrenamiento en reacondicionar mesas fabricadas por Amasco, Skytron, Maquet, Champaine, Midmark y mas.

Desde 1984, DRE Inc., provee a las facilidades de salud con soluciones de calidad para sus necesidades de equipo medico y lo hacemos con servicio dedicado y personal. Llamanos a (800) 477-2006 o a (502) 244-6333 para hablar con nosotros sobre las necesidades de su centro de salud. Trabajamos con usted para determinar los equipos medicos que usted necesitara para proveer lo mejor cuidado posible a sus pacientes.

Podemos ayudarle con mesas quirurgicas nuevas y reacondicionadas, maquinas de anestesia, monitores, luces para la sala de cirugia y mucho mas.



1800 Williamson Court • Louisville, KY 40223 • USA
(800) 477-2006 • (502) 244-4444 • www.dremed.com