

DRE Citadel EZ

Electrocauterio

Ideal para procedimiento quirúrgicos ligeros a moderados

El DRE Citadel EZ es una unidad electroquirúrgica de alta frecuencia. Diseñado para procedimientos quirúrgicos ligeros a moderados. Disponible con una amplia gama de accesorios electroquirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS

- Electrocauterio de alta frecuencia, 120 vatios unidad ideal para cirugía ligera a moderada.
- ESU multifuncional opera en los modos siguientes: corte puro, mezcla, forzado Coag, Soft Coag, y Bipolar
- La conexión del electrodo neutro es constantemente monitoreado para una operación segura
- Controla la salida de la pieza de mano monopolar para una completa atención a la cirugía.
- Los controles de autocomprobación ayudan a garantizar que todas las partes y accesorios están funcionando correctamente.
- Circuito de placa auto-paciente para seguridad del paciente
- Monitoreo de auto impedancia para salida continua durante la cirugía.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Cable de alimentación
- Cable de electrodo reutilizable
- Placa de electrodo reutilizable
- Puntas electroquirúrgicas (pack de 10)
- Pluma de cambio de mano reutilizable
- Interruptor de pie reutilizable
- Adaptador bipolar



ESPECIFICACIONES



Peso:
11 lbs



Dimensiones:
10" x 4.1" x 11.3"



Frecuencia:
600 KHz

**Voltaje de Entrada
Seleccionable:**
115 - 230 Vac

Frecuencia de Red:
50 - 60 Hz

**Potencia de Entrada
Eléctrica:**
300 VA



CORTE - Salida Máxima:
120 W-250 Ω

BLEND - Salida Máxima:
90 W-200 Ω

**BOLSA FORZADA - Salida
Máxima:**
80W-150Ω

**BANDERA SUAVE - Salida
Máxima:**
60 W-100 Ω

BIPOLAR - Salida Máxima:
40 W-100 Ω

2106-2018-01-11