

DRE Delphi CF

Mesa para Arco en C

Una mesa para arco en C de 5 movimientos con tope flotante.

El DRE Delphi CF es una mesa asequible, con funciones fáciles de usar.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa para Arco en C de cinco movimientos, fácil de usar con actuadores de alta velocidad.
- Posicionamiento rápido a través de cinco movimientos de mesa: altura, inclinación lateral, Trendelenburg, longitudinal, lateral.
- La mesa de fibra de carbono permite a los médicos obtener imágenes nítidas de alta calidad con rayos X bajos dosis
- Los micromotores aseguran rapidez, suavidad y movimientos equilibrados de la mesa.
- Peso máximo del paciente de 440 libras.
- Viene de serie con control incorporado y control remoto de mano.
- Ruedas de alta calidad y el sistema de frenos permite a los médicos mover fácilmente la mesa.
- Compatible con una variedad de populares Sistemas de Arco en C
- Viene de serie con una variedad de accesorios.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Colchón - 1 pieza
- Controlador a bordo - 1 set
- Control remoto - 1 juego
- Soporte lateral - 1 par
- Tubo para Suero
- Correa fija - 1 par
- Tableros de brazo - 1 par
- Pantalla de anestesia
- Riel extraíble - 2 piezas



1986-2018-05-23

ESPECIFICACIONES



Peso Máximo del Paciente:
440 lb (200 kg)



Superficie de la Mesa:
96.75"

Ancho de la Mesa:
20.9"

Área de Imagen:
72.5" (sección de la cabeza)
32.75" (sección del pie)

Viaje Lateral:
8"

Viaje Longitudinal:
31.5"

Viaje Vertical:
16.75"



Trendelenburg:
0-18°

Trendelenburg Inverso:
0-18°

Rollo Lateral:
0-15°



Potencia:
120 V / 50 Hz / 350 VA
(disponible en 220 V)

Accesorios Opcionales

- Cortina de plomo