

DRE Waveline ECO

Monitor de Paciente

Monitor de alta resolución y fácil de usar. Ofrece un rendimiento superior.

La innovación avanzada del DRE Waveline ECO mide hasta seis parámetros en una pantalla de alta tecnología, y baja potencia. Con seis interfaces fáciles de usar, este monitor de paciente es perfecto para cualquier entorno clínico.

El DRE Waveline ECO es la mejor opción para los profesionales de salud, que exigen alto rendimiento y precisión, y está disponible a través de DRE Medical.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para usar con adultos, niños, y recién nacidos.
- Parámetros opcionales: EtCO₂, Nellcor SPO₂, Suntech NIBP/IBP.
- La pantalla táctil a color TFT brinda una pantalla más brillante con mejor contraste y mejores efectos visuales, mientras usa menos energía en comparación con las pantallas LED.
- Gran función de almacenamiento para NIBP medida, evento de alarma, tendencia revisión de diagrama/tabla, etc.
- Pantalla de fuente grande para ofrecer una vista clara de todos los signos vitales.
- Cómodo bloqueo de pantalla táctil.
- Las opciones de montaje versátiles incluyen: gancho de cama, soporte colgante montado en la pared, soporte de monitor móvil.
- Almacenamiento mejorado en comparación con otras marcas líderes de monitores:
 - 2000 mediciones NIBP
 - 200 eventos de alarma
 - 48 horas de datos de forma de onda
 - Revisión del diagrama de tendencia de 1000 horas
 - Revisión de la tabla de tendencia de 1000 horas
 - 120 minutos de tendencia dinámica

ESPECIFICACIONES



Monitor:
12.1"

Resolución:
800 x 600



Batería:
3.5 hora

Opciones de Interfaz

- Todos los cables muestran interfaz
- Interfaz de coexistencia de tendencia
- Interfaz de fuente grande
- Interfaz de revisión NIBP
- Mapa de oxigenación respiratoria



1981-2018-06-28