

# GE CARESCAPE B850

## Monitor de Paciente

### Monitor de signos vitales de alto rendimiento

El monitor de paciente GE CARESCAPE B850 es un monitor de agudeza visual con varios parámetros para ayudar a los médicos a evaluar la idoneidad de la anestesia en el quirófano. Administra el flujo de los pacientes de manera eficiente, con la continuidad de los datos del monitor y la integración en las áreas de atención.

#### CARACTERÍSTICAS

- Monitor de constantes vitales de alto rendimiento para su uso en el quirófano o en entornos de cuidados intensivos.
- Los módulos de vía aérea diseñados específicamente proporcionan una monitorización respiratoria completa con medición de intercambio de gases.
- Algoritmos innovadores ayudan en diagnósticos precisos: incluyendo GE EK-Pro, presión arterial no invasiva GE DINAMAP y 12 SLG de diagnóstico ECG con comunicación MUSE bidireccional directa.
- El software y los parámetros dedicados para las áreas de atención del quirófano, PACU, CCU, NICU y DE facilitan la configuración de los patrones de trabajo.
- El módulo de datos del paciente proporciona mediciones hemodinámicas consistentes durante el transporte intrahospitalario y transfiere datos de tendencias.
- Vista automática en alarma (AVOA) comparte automáticamente alarmas de alta prioridad dentro de la unidad de cuidados.
- Visualización de alta definición, datos históricos del paciente y en tiempo real, para tendencias de latido y respiración.
- La integración con Aware Gateway permite comunicaciones con el sistema EMR a través del protocolo estándar HL7.
- Los protocolos de conectividad integrados permiten el acceso de cabecera a laboratorios, rayos X, gráficos y otros datos.
- El puerto USB integrado permite un teclado, mouse, lectores de código de barras y otros dispositivos de entrada de datos adjuntos.
- El control de perilla y las teclas duras opcionales proporcionan la activación con un solo toque de las funciones clave.
- Muestra de ocho a 14 formas de onda y hasta 22 cuadros de parámetros basados en las necesidades de los cuidadores y pacientes.



1951-2018-04-12

#### ESPECIFICACIONES



**Peso:**  
16.5 lbs (7.5 kg)



**Dimensiones:**  
3.6 H x 15.8 W x 13.4 D  
(9.1cm x 40.1cm x 34cm)



**Consumo de Energía:**  
300 vatios (máx.)

**Requisitos de Alimentación:**  
100 a 240 VCA, 50 - 60 Hz



**Procesador:**  
Intel 423 integrado

**Tipo de red:**  
LAN

**Ethernet:**  
2 RJ45 para red CARESCAPE MC y CARESCAPE Network IX

**Puerto Electrónico/Tram-Net®:**  
2 DB9F para CARESCAPE Módulo de datos del paciente, Marco o Tram-Rac®

**Puerto USB:**  
4 estándar USB 2.0

**Video:**  
1 DVI-I, 1 DVI-D

**Puerto en Serie:**  
2 DB9M



**Restaurado Certificado**