

ValleyLab ForceTriad

Electrocauterio

Perfecto para procedimientos electroquirúrgicos abiertos y laparoscópicos

La plataforma de energía ForceTriad es la primera solución integrada de su tipo para procedimientos electroquirúrgicos abiertos y laparoscópicos. Esta plataforma proporciona a la sala de operaciones un sistema de energía para las necesidades de fusión electroquirúrgica y de tejidos, y brinda a los cirujanos la capacidad de suministrar energía controlada con precisión y un mejor efecto sobre los tejidos. En el pasado, los quirófanos necesitaban piezas de equipo separadas para lograr diferentes efectos en los tejidos: sellado monopolar, bipolar y vascular. El ForceTriad combina los tres en una sola plataforma fácil de usar, simplificando la configuración. Ofrece al cirujano una amplia gama de opciones, que incluyen corte y coagulación electroquirúrgicos, funcionalidad bipolar y fusión tisular LigaSure.

CARACTERÍSTICAS

- La unidad todo en uno es compatible con instrumentos electroquirúrgicos convencionales y todos los instrumentos LigaSure actuales y nuevos
- La tecnología de fusión de tejido LigaSure mejorada fusiona vasos de hasta 7 mm, linfáticos, haces de tejido y vasculatura pulmonar de forma permanente.
- Los ciclos de fusión son más rápidos que el generador de sellado de vasos LigaSure original
- Reduce las demandas del personal durante los procedimientos
- Reconocimiento automático de instrumentos
- Los cirujanos pueden acortar potencialmente su tiempo de procedimiento del quirófano controlando la potencia y los ajustes de modo desde el campo estéril
- Configuración de pantalla táctil fácil de usar



1950-2018-04-18

 Restaurado
Certificado

ESPECIFICACIONES



Peso:
30 lbs (13.6 kg)



Ancho:
18" (45.8 cm)

Altura:
10" (25.5 cm)

Profundidad:
20" (50.8 cm)

