

# Avante Torino 550

## Mesa Quirúrgica Móvil

### Capacidades de posicionamiento multiusos

El Avante Torino 550 es una mesa de cirugía móvil multipropósito con capacidades de posicionamiento electrónico para una variedad de procedimientos quirúrgicos. Usando el control remoto de mano, los operadores pueden ajustar el Torino 550 en una variedad de posiciones, incluyendo Trendelenburg y Trendelenburg inverso. La inclinación lateral y el deslizamiento longitudinal también son características estándar. El Torino 550 tiene ruedas grandes y duraderas que permiten a los médicos trasladar a los pacientes sin problemas a través de la preoperatoria, al quirófano y al cuidado postoperatorio.

#### CARACTERÍSTICAS

- Deslizamiento longitudinal de hasta 350mm para facilitar el acceso al brazo en C.
- Capacidad de carga de peso de la tabla calificada en 550 libras
- Altura ajustable de 28 a 40 pulgadas para un buen acceso al campo operatorio.
- Los movimientos de la mesa incluyen: Trendelenburg, Trendelenburg inverso, ajuste de la pierna y la placa posterior e inclinación lateral.
- Ruedas grandes y sistema de frenado conveniente para maniobrar fácil y convenientemente a través de cualquier instalación quirúrgica.
- Batería de respaldo para uso continuo en caso de una pérdida de energía.
- Descanso manual de pierna.
- Panel de control remoto con cable para un posicionamiento exacto.
- El acolchado de memoria cómodo es impermeable y antiestático.
- Se agregó seguridad con los controles del panel de anulación en la base de la unidad.
- Opcional: puente renal, soportes para los hombros, soportes para los brazos, abrazaderas de fijación largas, soportes para las piernas y los pies, y más.



1707-2019-10-02

#### ESPECIFICACIONES



**Longitud Total:**  
81.1in (2060mm)

**Ancho Completo:**  
21.7in (550mm)

**Elevación de Mesa:**  
28in (710mm) - 40in (1010m)

**Elevación del Puente Renal:**  
4.3in (110mm)

**Deslizamiento Horizontal:**  
13.8in (350mm)



**Sección de la Cabeza:**  
45° hacia arriba - 90° hacia abajo

**Sección Posterior:**  
80° hacia arriba - 20° hacia abajo

**Inclinación Lateral:**  
15° hacia la derecha,  
15° hacia la izquierda

**Trendelenburg:**  
25°

**Trendelenburg Inverso:**  
25°