

Avante Torino EXL

Mesa Quirúrgica

La mesa quirúrgica Avante Torino EXL es automática y excelente para gran variedad de operaciones. Con el control remoto puedes ejecutar de manera silenciosa los siguientes movimientos: sistema hidráulico de ajuste de altura, ajuste de cabezal, ajuste de espaldar, y elevación para puente del riñón. La mesa Torino EXL ofrece deslizamiento horizontal y es compatible tanto con arco en C como con rayos X. Esta mesa también forma parte de una de las opciones más económicas en el mercado Americano.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con arco en C y rayos X
- Control remoto pequeño, fácil de usar que ofrece movimientos silenciosos
- Ajuste flexible en el cabezal, espaldar, plato para sentarse y elevación para puente de riñón
- Silencioso y duradero sistema de elevación
- De acero inoxidable diseñada para una excelente estabilidad



513-2019-10-02

ESPECIFICACIONES



Longitud/Ancho:
2070mm/550mm;
81.5in/21.7in

Elevación (arriba/abajo):
700mm/1000mm;
27.6in/39.4in

**Elevación para
Puente del Riñón:**
110mm; 4.3in

Deslizamiento Horizontal:
300mm; 11.8in



Trendelenburg: 25°

**Movimiento Lateral
(izquierda, derecha):**
15°

Cabezal (arriba/abajo):
45°/90°

**Pierneras
(arriba/abajo/hacia el exterior):**
15°/90°/90°

Espaldar (arriba/abajo):
75°/20°



Poder: 220V, 50 Hz, 1Kw

ACCESORIOS

- Anesthesia screen: Una pieza
- Soporte de hombro: Un par
- Soporte de cuerpo: Un par
- Soporte de brazo: Un par
- Pierneras: Un par
- Plato de pie: Un par