

Bovie Aaron 940

Desecador de Alta Frecuencia

Equipo para la manera que tú operas

El desecador digital es fácil de usar y ofrece control de poder sobre la pieza de mano y la unidad

Excelente para cirujanos plásticos, dermatólogos, y médicos de medicina de familia

- » Más potencia con 40 vatios
- » Más preciso bipolar aumento y disminución en incrementos de vatios de 1/10 de cero a diez vatios
- » Energía más precisa con el control de corriente universal - 100 - 240 VCA
- » Más fácil de usar con características que le pueden ahorrar tiempo y dinero
- » Menos que hacer con menor número de pasos para llevar a cabo los mismos procedimientos
- » Menos que comprar - menor número de accesorios necesarios para la funcionalidad adicional
- » Activación de control de pie es disponible y puede ayudar a mantener constante la pieza de mano

Detección de errores digital se significa seguridad insuperable para usted y su paciente. El Aaron 940™ continuamente monitorea cada aspecto de producción de la unidad. En señal de cualquier problema, la máquina inmediatamente desactiva la producción y muestra el código de error correspondiente en la pantalla.



La pieza de mano - Bovie® 3-Botones es diseñado mejor por dentro y por fuera

La función básica de una pieza de mano de 3-botones es permitir al usuario controlar el poder arriba / abajo y para activar la alta frecuencia del desecador. El Aaron 940 tiene una ventaja tecnológica en la pieza de mano: una boquilla de agarre magníficamente diseñada que es de oro plateado para una conductividad superior. La boquilla de agarre está unida a nuestra placa de circuito y toda la pieza de mano esta encapsulada y formada en un polímero de alta tecnología que ofrece comodidad con el agarro de la pinza. Los botones de la pieza de mano han sido diseñados para una mejor sensación táctil y para comodidad. Por último, es autoclave para que este esterilizado cuando lo necesite, y además la pieza de mano es fácil de limpiar y durable.

Especificaciones

Dimensiones

Altura: 15,9 cm (6,3")

Ancho: 22,2 cm (9")

Profundidad: 11,4 cm (4,5")

Peso: <1,4 kg (Menos de 3 libras)

Potencia de energía

A 40 vatios (0-10 vatios en 1/10 vatios incrementos en los dos mono y bipolar)

Voltaje

Adaptador de corriente universal
A940: 100 a 240 VCA

Frecuencia de potencia: 550 kHz

Frecuencia de línea: 50 - 60 Hz

Garantía: 2 años



Bovie Aaron 940

Desecador de Alta Frecuencia

Equipo para la manera que tú operas

Menos que comprar...

El mismo lápiz de 3-botones funciona con o sin el pedal opcional!



Menos de hacer...

Basta con conectar el pedal opcional y ya está listo! No sólo es el pedal Bovie más económico, pero no es necesario reemplazar la pieza de mano como lo hace en otros equipos. El usuario tiene control completo incluyendo el poder de arriba o abajo en la pieza de mano, así como la activación (es posible no tener ninguna opción con otras unidades). El Aaron 940 no es sólo más fácil de usar – pero también le ahorra dinero!



Control de Energía

Cambie el ajuste de potencia con una acción, utilizando el control giratorio de control de potencia marque o aplaste los botones de arriba / abajo de la pieza de mano autoclave.



Accesorios

Pedal

- » Pedal, 1/caja

Pieza de mano

- » Autoclave y reutilizable pieza de mano de 3 botones, 1/caja
- » Envoltura de pieza de mano, caja de 100, no es estéril

Adaptador electrodo

- » Adaptador de Ballet, (0,8 mm) 1/32 "en el eje 3/32" boquilla de agarre
- » Adaptador de 1/16 "eje en 3/32" boquilla de agarre

Electrodos

- » Puntas dérmicas, afiladas, 100/caja, no son estériles
- » Puntas dérmicas, afiladas, 50/caja, estéril
- » Puntas dérmicas, desafiladas, 100/caja, no son estériles
- » Puntas dérmicas, desafiladas, 50/caja, estéril
- » Electrodo reutilizable, 1/caja
- » Electrodo en ángulo afilado, 1/caja
- » Bola en ángulo, 1/caja
- » Bola 3/16 "directa 1/caja
- » Bola 3/32 "directa 1/caja
- » Aguja recta, 1/caja
- » Ajuga de Epilación, 1/caja
- » Bolas Rectas Extendidas 5mm, 1/caja
- » Extensión del electrodo en ángulo afilado, 1/caja
- » Electrodo dispersivo

Fórceps

- » 7.25 "Punta de Bayoneta fino, liso, 1/caja
- » 8 "Punta de Bayoneta mediano, liso, 1/caja
- » 7 "Recto Fino, liso 1/caja,
- » 7 "Fino curvado, liso, 1/caja
- » 4.5 "Fino curvado, liso, 1/caja
- » 4.75 "Rectos medianos, lisos, 1/caja
- » 4.5 "Rectos finos, lisos 1/caja
- » 4 "Untensillo con punta de 5 mm - recubierto, 1/caja
- » 3.5 "Curva McPherson con punta de 5 mm - recubierto, 1/caja
- » 3.5 "McPherson recta con la punta de 5 mm - recubierto, 1/caja
- » 4 "Untensillo con punta de 5 mm - sin recubrimiento, 1/caja
- » 3.5 "Curva McPherson con punta de 5 mm - sin recubrimiento, 1/caja
- » 3.5 "McPherson recta con la punta de 5 mm - sin recubrimiento, 1/caja
- » Cable de fórceps, 1/caja

Opciones de montaje

- » Base móvil con bandeja inferior, bandeja superior, grapa, y Extensión de altura
- » Base móvil
- » Bandeja superior para A812
- » Fondo de la bandeja para el A812
- » Altura Extendida para A812
- » Soporte de mesa
- » Kit de montaje en la pared