

# DRE Comfort Series

## Disponible en 9 estilos diferentes

Todos vienen con rápido calentamiento y controles digitales.

- » Alturas de entre 24.5 pulgadas y 74.5 pulgadas.
- » Puertas con vista completa de vidrio o opaco de acero inoxidable.
- » Hasta tres estantes ajustables.
- » Un intervalo de temperatura de 90° - 160° F.
- » Controles digitales, pantalla dual, un rápido tiempo de calentamiento y uniforme calentamiento.
- » Seleccionar una puerta de vidrio o de acero inoxidable.



**Comfort Compact**



**Comfort Dual View**



### Un Resumen Rápido

- » Fácil de usar.
- » Cámaras de Calentamiento digitalmente controladas.
- » Tiempo de calentamiento rápido (de dos a seis horas, dependiendo de la carga).
- » Calentamiento uniforme.
- » Intervalo de Calefacción de 90° a 160° F.
- » Totalmente aislado.
- » Aprobado por UL / CUL.
- » Alarma audible y visual de sobre-temperatura.
- » Disponible con la opción de llave de temperatura de cierre y la cerradura de la puerta.

### Seleccione su configuración



#### Comfort Dual

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
74.5" x 30" x 26.5 pulgadas  
17.2 pies cúbicos de almacenamiento

**Cámara de Alta I.D.**  
15.25" x 26" x 23" pulgadas  
5.27 pies cúbicos de almacenamiento

**Cámara de Baja I.D.**  
34.5" x 26" x 23" pulgadas  
11.93 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 15 Amp.,  
50/60 Hz, .75 kw/hr,  
2,557 btu/hr, UL/CUL

**Características:** Botones de control independientes, tres estantes ajustables, exactitud superior:  $\pm 1^\circ$  C, inferior:  $\pm 3^\circ$  F (se muestra aquí en una plataforma opcional)



#### Comfort VC21

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
74.5" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
61" x 26" x 23" pulgadas  
21 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp,  
50/60 Hz, 0,53 kW / h,  
1.810 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Botón de operación, dos estantes regulables, dos estantes fijos, exactitud de  $\pm 3^\circ$  F (se muestra aquí en la plataforma opcional)

#### Comfort Dual View

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
74.5" x 30" x 26.5" pulgadas  
17.2 pies cúbicos de almacenamiento

**Cámara de Alta I.D.**  
15.25" x 26" x 23" pulgadas  
5.27 pies cúbicos de almacenamiento

**Cámara Baja I.D.**  
34.5" x 26" x 23" pulgadas  
11.93 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 15 Amp,  
50/60 Hz, 0,75 kW / h,  
2,557 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Con botón pulsador operación independiente, tres estantes ajustables, alta exactitud  $\pm 1^\circ$  F, inferior:  $\pm 3^\circ$  F



#### Comfort VC9

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
36" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
25" x 26" x 23" pulgadas  
8.63 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp.,  
50/60 Hz, 0,35 kW / h,  
1.195 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Botón de operación opcional dos estantes ajustables, exactitud, de  $\pm 2^\circ$  C



#### Comfort VC5

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
24.5" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
15.25" x 26" x 23" pulgadas  
5.27 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp,  
50/60 Hz, 0,30 kW / h,  
1.024 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Botón de operación, un estante ajustable, exactitud, de  $\pm 1^\circ$  F

#### Comfort C21

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
74.5" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
61" x 26" x 23" pulgadas  
21 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp, 50/60 Hz,  
0,53 kw / h, 1.810 BTU / hr,  
UL / CUL

**Características:** Con botón pulsador de operación, dos ajustable estantes, dos estantes fijos, exactitud de  $\pm 3^\circ$  F



#### Comfort Compact

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
24.5" x 24" x 20.5"

**Cámara de Alta I.D.**  
15.25" x 20" x 17"  
3 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 3.5 Amp.,  
50/60 Hz, 0,45 kW / h,  
1.537 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Botón de operación, opcional estante ajustable, exactitud, de  $\pm 1^\circ$  F



#### Comfort C5

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
24.5" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
15.25" x 26" x 23" pulgadas  
5.27 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp,  
50/60 Hz, 0,30 kW / h,  
1.024 BTU / hr, UL / CUL

**Características:** Botón de operación, una estante ajustable, exactitud, de  $\pm 1^\circ$  F

#### Comfort C9

**Tamaño total** (Al. x Anc. x Pr.)  
36" x 30" x 26.5" pulgadas

**Cámara de Alta I.D.**  
25" x 26" x 23" pulgadas  
8.63 pies cúbicos de almacenamiento

**Eléctrico**  
120 V, 7.5 Amp, 50/60 Hz,  
0,35 kw / h, 1.195 BTU / hr,  
UL / CUL

**Características:** Con botón pulsador de operación, dos ajustable estantes, totalmente aislados