

DRE Lucerne 360

Mesa de Quirurgica Universal

Equipo para la manera en que usted opera

En esta mesa, funcionamiento de alta calidad y deseno se presenta al accesibilidad
La DRE Lucerne 360 es la seleccion efectiva y economica para su sala de cirugia

Caracteristas de la Lucerne 360

- Esta mesa electro-hidraulica, para uso general y con mando de distancia, da a sus utilizadores alta seguridad y un posicionamiento preciso del paciente durante toda la cirugia.
- Capabilidad de interfaz con un brazo "C" satisface todos los requisitos de imagineria medica
- Capabilidades de posicionamiento incluyen: rotacion completa (360 grados) de la mesa, inclinacion lateral de 30 grados, Trendelenburg y Trendelenburg lo contrario a 30 grados, inclinacion de espalda de 90 grados, descenso de espalda de 40 grados, descenso de piernas de 105 grados, ajustamiento de altura entre 71cm y 114 cm.
- Mando de distancia, con cable rollado, ajusta la altura de la mesa y la inclinacion lateral de las secciones de espalda y silla.
- Base estable y manejable con ruedecitas moviles, las cuales permiten movimiento de lado a lado, lo cual facilita la limpieza y la operacion de la mesa
- Viene con un sistema de frenos de cuatro puntos que funciona a traves de un sencillo empujon de boton.
- Mesa radiotranslucente da capacidades de imagineria medica mas intense

