

DRE Milano E20

Silla de Procedimientos Automática

Equipo para la manera que tú operas

Naturalmente se adapta a casi todos los médicos, pacientes, el procedimiento y el medio ambiente

El DRE Milano E20 es una excelente alternativa a las tradicionales sillas de procedimiento. Ofrece características innovadoras y un estilo moderno a un precio competitivo. La silla de procedimiento con múltiples especialidades está disponible con las opciones adecuadas para la mayoría de consultorios de procedimientos médicos. El E20 Milano es cómodo para el operador y el paciente: es más ancha que las sillas de procedimientos tradicionales y ofrece fácil acceso a personas con dificultades de movilidad, gracias a la altura regulable de la silla (disminuye a 20.5" / 52 cm).

Diseñado para la comodidad, la E20 Milano se puede utilizar para largos procedimientos. Además, los ajustes configurados del médico proporcionan una excelente visibilidad en el campo operatorio.



Especialidad de Uso

- ENT / Otorrinolaringología
- Oral y Maxilofacial
- Dental
- Ortodoncia
- Plástica Cosmética, y Estética
- Dermatología
- OB / GYN
- Podología
- Medicina General



Adaptable a sus necesidades a través de un estable pedestal

DRE Milano E20

Silla de Procedimientos Automática


Equipo para la manera que tú operas

Características

- Colchón de apoyo del lumbar: el diseño del colchón ergonómico permite apoyo del lumbar posterior, comodidad de pacientes y soporte ajustable de pie.
- El pedal ajusta la altura, la espalda y el nivel de posicionamiento.
- La función conveniente de "retorno automático" restaura la silla a la posición original y ahorra tiempo. Esto permite que el paciente se sienta y salga de la silla fácilmente.
- El reposapiés de fácil extendido por control manual de botones.
- Elegante sistema con una pequeña huella.
- La cabeza angosta le da al practicante fácil acceso para los procedimientos faciales.
- Rotación de 80° de la silla: base giratoria prevé acceso eficiente a las áreas de pacientes múltiples.
- La costuras del colchón / cobertura permite una fácil limpieza y esterilización.



Colocación del Paciente Confiable



Especificaciones

- Voltaje: 100-110 - 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Consumo máximo: 100 vatios
- Fases: L + N
- Peso del sofá: 166 libras (75 kg)
- Capacidad de carga máxima: 440 libras (200 kg)

Accesorios Opcionales

- Reposabrazos estándares de EE.UU. para una variedad de accesorios
- Portarrollos
 - Reposabrazos (viene estándar con barandas)
 - Adaptador de lámpara
 - Apoyo del Talón
 - Bandeja de metal con apoyo
 - Soporte para los muslos