

Silla para Procedimientos OB/GYN

La Nueva Silla para Procedimientos Milano OB20 DRE tiene un funcionamiento totalmente eléctrico. Cuenta con un diseño europeo y la superficie es termoplástica sobre un marco de acero para facilitar la limpieza. El Milano OB20 proporciona un funcionamiento sencillo, automático con 3 motores independientes. Perfectamente adaptado para su uso en ginecología, urología, exámenes de colposcopia, diagnóstico y ultrasonidos.

Datos Técnicos:

- Interruptor de rearme automático que devuelve la mesa a su posición de partida
- Altura mínima de 20" garantiza un fácil acceso para el paciente
- Altura máxima de 40" garantiza una posición óptima para el especialista
- El marco de acero está cubierto con termoplástico para una apariencia higiénica y atractiva
- Colchón anatómico sin costuras para facilitar el saneamiento
- 3 movimientos eléctricos independientes: altura, respaldar y Trendelenburg
- Rotación de 90° hacia ambos lados
- Estilo ergonómico
- Reposacabezas ajustable



Accesorios Estándar:

- Tazón de acero inoxidable desmontable
- Portarollos
- Asiento guía mangos
- Abrazaderas fijo
- Dos soportes de muslo