

La Mesa de Examinación de Pacientes DRE está diseñada para proporcionar comodidad, economía, funcionalidad en general y almacenamiento.

Esta mesa versátil tiene acceso de almacenamiento desde cualquiera de sus lados. Además, la altura de la mesa de tratamiento inferior podría eliminar la necesidad de un taburete y lo hace ideal para la práctica de familia, consultorios médicos, clínicas, o donde se necesite un tratamiento efectivo de costo o mesa de examinación.

Características:

- Tapicería de vinilo felpa sobre un acolchado firme de 2"
- Mesa de 27" de ancho para la comodidad del paciente
- Respaldo ajustable
- Estribos ajustables en dos posiciones, revestidos
- Apoya piernas acolchado en bandeja de acero
- Cuenca opcional extraíble
- Base completamente laminada de cuidado fácil
- Bordes resistentes a golpes
- 1 gran compartimiento de almacenamiento lateral con estantería
- El compartimiento de almacenamiento es accesible desde ambos lados (no hay mesas de izquierda o derecha)
- 2 cajones de tipo europeo con todas las guías de acero
- Capacidad de carga de 400lbs en condiciones de uso normales
- Construido con paneles laminados y de madera contrachapada que son compatibles con California CARB
- Secciones principales son fácilmente reemplazables en el campo
- Pies ajustables para nivelación

Dimensiones:

- Longitud: 58"/72" extendido
- Altura: 31"
- Ancho: 27"

