



El Monitor de Signos Vitales Waveline EZ MAX DRE es un monitor de pantalla táctil diseñado para una variedad de entornos.

El menú personalizable permite a los operadores navegar fácilmente entre los parámetros de Waveline EZ MAX, incluyendo 3/5-lead ECG, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP and PR. Waveline EZ MAX DRE cuenta un diseño sin ventilador, ideal para la recuperación sin ruido y ambientes estériles.

#### Características:

- Pantalla táctil de 10.4" monitor a color TFT-LCD
- Diseño sin ventilador
- 3/5-lead ECG, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP, PR
- Arritmia, Análisis S-T, OxyCRG, Letras Grandes para la Visualización
- Almacenamiento y revisión de datos USB
- Comunicaciones bidireccionales con un Sistema de Monitoreo Central
- Color de forma de onda ajustable
- Ajuste de alarma personalizable
- Parámetros Opcionales: Nellcor OxiMax™ SpO2, 2-IBP, ICP, CO Respirationics CO2 (principal y secundario)

#### Especificaciones:

- Dimensiones Generales: 12" (303 mm) de Largo x 6.3" (161 mm) de Ancho x 10" (254 mm) de Altura
- Energía: 100-240 V, 50/60Hz
- Pantalla: Pantalla táctil TFT a color de 10.4", resolución de 800x600

