

Logiqbook GE proporciona capacidades de ultrasonido completas en un escáner de pilas portátil de 10 libras. Esta unidad se puede llevar en una mochila o maletín, lo que permite a los médicos proporcionar ultrasonidos de diagnóstico a los pacientes prácticamente en cualquier lugar. Lo mejor de todo, al igual que otros Logiqs GE, es que se basa en la arquitectura TruScan avanzada de GE.

Características:

- POB/Vascular
- Portátil
- Doppler de Poder y Color
- Doppler PW
- Modo B, M y PDI
- Capacidad DICOM
- Paquetes de cálculo completos con reporte y archivamiento
- Procesamiento digital de datos en bruto
- Operado mediante batería
- Monitor de tamaño completo
- Optimización de Tejido Automático
- Optimización Espectral Automática

Especificaciones

- Height: 9.9 cm
- Width: 35 cm
- Depth: 32 cm
- Weight: 10 lbs.



Repotenciación Certificada

