



Colores y configuraciones de gabinetes pueden variar de los que se ven en la foto

## Capabilidades ponderosas de ventilacion y monitoria

- Viene estandar con O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, y aire medico
- Acomoda 3 gases y 2 vaporizadores
- La estructura pequena cabe en espacios restringidos
- O<sub>2</sub>, volumen, monitoria de la presion de la via respiratoria integrados
- Sistema de circuitos neumaticos, non-intercambiables y encerrados
- Tuberia diferenciada, calibradores cilindricos
- Interruptor general que controla el sistema electrico y el sistema neumatico
- Sistema de guardar la mixtura ipoxica de "link 25"
- Medidor del flujo dual (O<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>O) indizado por clavija y especificado al gas
- Configurado por dos vaporizadores selectatec
- Un boton protegido para desaguar O<sub>2</sub>
- Un enchufe para oxigeno
- Estanteria fija con espacio anada para monitoria
- Gabinete de almanecimento de dos cajones
- Freno y reposo pie de accion unica
- Un sistema para montar acesorios que se encajan bien
- Ruedecillas con eje de eslabón giratorio para rodar por todos lados que son grandes y faciles de girar

### ► Un vistazo rapido

Peso: 136 kg  
Altura: 168 cm  
Anchura: 55.87 cm  
Estante medio, peso maximo que puede apoyar: 11 kg  
Tamano: 47.2 cm x 31.7 cm  
Altura utilizable: 15.2 cm  
Estante Alto, peso maximo de apoyar: 22 kg  
Mesa:  
Altura desde el suelo: 85 cm

Tamano: 55.2 cm x 29.2 cm

Cajones del Gabinete:  
2 cajones de 26.7 x 38.1 x 10.2 cm  
Longitud del brazo de absorbar: 35.5 cm  
Ajustamiento vertical desde el suelo:  
25.4 cm a 66 cm  
Ajustamiento horizontal: 16.5 cm min.;  
27.9 cm max)  
Diametro de Ruedecillas: 12.7 cm  
Frenos: Cerradura en la barra del freno que

esta en las ruedecillas de enfrente; se utilize con una barra de pie

#### Opciones:

- 7800 ventilador electronico con vaporizadores Tek 5
- 7000 ventilador con vaporizadores Tek 4
- Vaporizador Sigma Delta nuevo