



Dos cirujanos pueden trabajar simultáneamente de un solo generador con la Force 2

Con la Force 2 ESU (unidad electrocauteria para cirugía electrica) usted tiene capacidad de cortar y coagular con potencia monopolar o bipolar.

- Alarmas audibles y visuals, Incluso "REM" indicador de fallos
- REM (Monitoria del acoplamiento de los electrodos) viene estander
- Disponible con 300 vatios de potencia cuando esta en el puesto "cortar"
- Incluye un boton de pie monopolar (un boton de pie bipolar es opcional)

► Un Vistazo Rapido

Modos corte de mezcla

Provee flexibilidad a través de varios grados de coagulación. Usted puede elegir uno de tres modos existentes.

Coagulación independiente y simultáneo

Permite dos cirujanos a fulgurar de un solo generador, lo cual anade mas conveniencia y eficiencia. Los accesorios se activan unicamente con llave, lo cual reduce la posibilidad de lesiones causadas por la activación involuntaria.

Coagulación al voltaje bajo

Asegura desecación controlada y precisa con menos destrucción del tejido periférico, lo cual hace el generador "Force 2" ideal para procedimientos laparoscópicos.

Peso y Dimensiones

Altura: 20 cm / anchura 33 cm
Longitud: 53 cm / peso 10.5 kg



Disponible con la opción de carro para el equipo